



# Phosphinothricin N-acetyltransferase/Bar 说明书

首先感谢您选择南京博研生物科技有限公司 (Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd), 我司为您提供优质的免疫学试剂, 在您使用本产品前, 请认真阅读说明书, 不清楚之处, 请联系技术人员解答, 这对您顺利完成实验很有帮助。

**名称:** Phosphinothricin N-acetyltransferase/Bar

**目录号:** BYag-02089

**种属:** Streptomyces hygroscopicus

**标签:** None

**规格:** 10ug/50ug/500ug/1mg

**缓冲液:** 0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

**表达宿主:** E.coli

**内毒素:** 经 LAL 检测验证, 小于 0.1ng/ul (0.1EU/ug)

**纯化方法:** 亲和纯化。

**应用范围:** 用于细胞培养的刺激剂; 用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫检测。

**产品纯度:** 不低于总蛋白的 90%。

**储存方法:** 冻干蛋白存放在-20°C保存 1 年; 复溶后蛋白溶液在无菌条件下-20°C至-80°C保存 3 个月; 复溶后蛋白溶液在 2-8°C保存 2-7 天。

**注意事项:** 避免反复冻融。

**有效期限:** 请您在管体注明有效期内使用。

**使用建议:** 本产品可以用于细胞水平、动物水平、蛋白水平的免疫学反应相关实验。

**Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd**